



## CHAUSSETTES de COMPRESSION SPORTIVE

GIBAUD

PR13004  
V1\_202004

## CHAUSSETTES de COMPRESSION SPORTIVE

Spécialiste de la Compression Médicale, GIBAUD met tout son savoir-faire au service des sportifs avec sa gamme de produits techniques

The technical product line calls on GIBAUD's knowledge and specialization in Medical Compression to serve athletes.

**A BORD-CÔTE SOUPLE**  
FLEXIBLE EDGES

**B COMPRESSION**  
COMPRESSION

**C CONFORT DU PIED :**  
• Talon et pointe en bouclette : absorption de la transpiration.  
• Pointe seamless : absence de couture, effet anti-frottement.  
FOOT COMFORT: • loop stitched heel: absorbs perspiration. • seamless: no stitching, anti-rub effect.

**D ZONE DE RENFORT MOLLET/TIBIA & DE MAINTIEN**  
CALF/TIBIA SUPPORT AREA & SUPPORTS

**E FORME ANATOMIQUE DU MOLLET**  
ANATOMICAL CALF SHAPE

	S	M	L
1 cm	29-36	35-41	39-45
2 cm	19-22	23-25	26-28

### CONSEILS D'ENTRETIEN ET D'ÉLIMINATION DU DISPOSITIF

Lavage délicat à la main, rincez abondamment et essorez doucement. Lavage machine en programme délicat jusqu'à 40°C, sans adoucissant ni eau de javel. Pas de lavage à sec ni de repassage. Séchage à plat loin d'une source de chaleur. Ne pas sécher en machine. Jeter le dispositif et son emballage conformément à la réglementation locale ou nationale en matière d'environnement.

### PRODUCT CARE AND DISPOSAL

Delicately hand wash, rinse thoroughly and gently wring out. Machine wash on a delicate cycle up to 40°C. Do not use fabric softener or bleach. Do not dry clean or iron. Dry flat, away from sources of heat. Do not tumble dry. Dispose of the device and its packaging in accordance with local or national environmental regulations.

### MISE EN PLACE

Positionner correctement la pointe de pied puis le talon. Veiller à bien répartir la matière le long de la jambe. Le marquage Gibaud Sport doit être centré à l'avant et la zone de renfort enveloppe le mollet.

### PUTTING ON THE DEVICE

Correctly position the device over the toes, then the heel. Make sure the material is stretched evenly over the leg. The Gibaud Sport branding should be centred at the front and the support zone should cover the calf.

### INDICATIONS :

Les dispositifs sont destinés aux personnes pouvant bénéficier d'une thérapie par compression lors d'activités sportives et/ou lors de la phase de récupération.

### INDICATIONS:

Devices are intended for persons who may benefit from compression therapy during sport activities and/or recovery phase.

### CONTRE-INDICATIONS :


Le dispositif médical ne doit pas être porté par des personnes pour lesquelles la compression est contre-indiquée. • Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6. • Phlegmasia cerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle). • Thrombose/Phlébite septique. Neuropathies et troubles de la sensibilité périphérique. Insuffisance cardiaque décompensée. • Microangiopathie diabétique évoluée.

### CONTRAINDICATIONS:

Must not be used by individuals for whom compression is contraindicated. • Obliterative arteriopathy of the lower limbs with a systolic pressure index (SPI) < 0.6. • Phlegmasia cerulea dolens (fulminant condition of venous thrombosis). • Septic thrombosis/phlebitis. • Peripheral neuropathy and sensitivity disorders. • Compensated congestive heart failure. • Diabetic microangiopathy.

### COMPOSITION :

Polyamide, Tencel\*\*, Elasthane.  
\* Viscose.



## CHAUSSETTES de COMPRESSION SPORTIVE

Sport compression socks

Tencel™  
Feels so right

FABRIQUÉ EN FRANCE  
DANS NOS ATELIERS DE TRÉVOUX

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Si le moindre problème survient lors de l'application de ce dispositif, contactez votre médecin. En cas de réclamation, merci de renvoyer le produit dans son emballage.

### PRÉCAUTIONS:

If any problems occur with the application of the device, contact your healthcare professional. In the event of a complaint, please return the device in its packaging.

### AVERTISSEMENTS :

Le dispositif ne doit pas être placé en contact direct avec une lésion cutanée. Si le moindre problème survient pendant l'utilisation de ce dispositif, par exemple une douleur ou l'apparition de symptômes locaux, retirer le dispositif et contacter votre médecin. Ce dispositif ne doit être utilisé que sur un seul patient. Ne pas réutiliser sur plusieurs patients. Si le moindre incident grave survient en lien avec le dispositif, l'utilisateur et/ou le patient doivent le signaler au fabricant et à l'autorité compétente dans le pays concerné.

### WARNINGS:

The device must not be used in direct contact with a damaged skin. If any problems occur with the use of the device, e.g. pain or appearance of local signs, remove the device and contact your healthcare professional. The device is a single patient use device. Do not use for multiple patients. The user and/or patient must report any serious incident that has occurred in relation to the device to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

GIBAUD SPORT

TISSEURS DE SOIN



www.asqual.com

MD

GIBAUD SPORT

TISSEURS DE SOIN

FABRIQUÉ EN FRANCE  
DANS NOS ATELIERS DE TRÉVOUX

www.gibaud.com