

**GIBAUD**

# **GENUGIB® POST-OP**



**6498**

**FR** | Notice d'utilisation

**EN** | Instructions for Use

**IT** | Istruzioni per l'uso

**DE** | Gebrauchsanweisung

**Si vous avez le moindre doute concernant les applications et l'utilisation de ce dispositif médical, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin et/ou orthopédiste-orthésiste, pharmacien ou conseiller orthopédique.**

## INDICATIONS

Immobilisation post-opératoire / post-lésion au genou et / ou contrôle de l'amplitude de mouvement.

## PERFORMANCE

Le dispositif fournit une restriction de mouvement de l'articulation du genou. L'appareil permet le réglage de l'amplitude de mouvement dans le plan sagittal.

## CONTRE-INDICATIONS

Aucune contre-indication n'est connue.

## AVERTISSEMENTS • PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

L'orthèse ne doit pas être utilisée dans les cas où la blessure nécessite une immobilisation absolue ou une intervention chirurgicale.

Lors du réglage de la sangle, serrer de manière à obtenir un serrage ferme mais confortable.

Le réglage de l'amplitude de mouvement doit impérativement être effectué par le professionnel de santé avant la mise en place de l'orthèse.

Ne pas porter pendant des périodes prolongées sans suivi médical.

L'orthèse ne doit pas être placée au contact direct d'une peau lésée.

Cette orthèse est un dispositif à utiliser sur un seul patient. Ne pas réutiliser sur plusieurs patients.

Si le moindre problème survient pendant l'utilisation de cette orthèse, par exemple en cas de douleur ou d'apparition de signes locaux, retirer le dispositif et contacter votre professionnel de santé.

Si le moindre incident grave survient, en lien avec le dispositif, le professionnel de santé et/ou le patient doivent le signaler au fabricant et à l'autorité compétente dans le pays concerné.

## MISE EN PLACE

Un essayage est obligatoire pour une adaptation correcte et une bonne compréhension de la mise en place. La première mise en place sera effectuée par un professionnel de santé et ultérieurement par l'utilisateur ou une personne de son entourage selon le même protocole.

Lors de l'essayage, l'applicateur devra conformer, si nécessaire, les articulations de l'orthèse pour l'adapter à votre morphologie.

Le réglage de l'amplitude de mouvement doit impérativement être effectué par le professionnel de santé avant la mise en place de l'orthèse. L'orthèse est livrée bloquée à 15° de flexion.

**1) Pour le réglage des articulations :**  
Dévisser le capot transparent avec une pièce de monnaie (1, 2 ou 5 centimes) et placer les 4 plots dans les orifices situés en regard des angles selon l'indication du prescripteur.

## CARACTÉRISTIQUES DU DISPOSITIF

Articulations polycentriques.

Pièce silicone d'encastrement de la Tubérosité Tibiale Antérieure (TTA).

Système de réglage de l'amplitude.

FLEXION	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°
EXTENSION	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°

L'orthèse peut être mise en place sur un pantalon.

**2) Pour la mise en place de l'orthèse :**

1. Ouvrir les parties haute et basse de l'orthèse.
2. Enfiler l'orthèse, l'étiquette positionnée en haut pour que l'articulation se trouve à la hauteur du genou et la pelote silicone en dessous de la rotule sur l'arête tibiale en fermant les sangles basses. Les deux coussins latéraux sont amovibles et peuvent être enlevés en cas de gêne.
3. Finaliser le réglage en ajustant les articulations de façon à obtenir un serrage ferme mais confortable. Les articulations doivent être parallèles et centrées sur le milieu du genou.

### ENTRETIEN, CONSERVATION ET ELIMINATION

Conserver l'orthèse à l'abri d'une source de chaleur excessive.

Retirer les articulations latérales puis laver les embases à la main dans l'eau tiède savonneuse (maximum 40°C); rincer abondamment ; essorer doucement ; ne pas blanchir ; sécher à plat, loin d'une source de chaleur excessive (ex : radiateur), ne pas sécher en machine ; ne pas repasser ; ne pas nettoyer à sec.

Jeter le dispositif et son emballage conformément à la réglementation locale ou nationale en matière d'environnement.



### PRISE DE MESURE ET TABLEAU DES TAILLES

L'orthèse est à taille unique. Elle est réglable en largeur.

Hauteur (cm)	50
Taille	1

**If you have any doubts regarding the applications and use of this medical device, do not hesitate to ask your doctor and / or fitter, pharmacist, orthotist, or orthopedic consultant for advice.**

## **INDICATIONS**

Post-op/post-injury knee immobilization and / or Range Of Motion (ROM) control.

## **PERFORMANCE**

The device provides motion restriction of the knee joint.

The device provides variable settings of ROM in the sagittal plane.

## **CONTRAINDICATIONS**

None known.

## **WARNINGS • PRECAUTIONS OF USE**

The brace must not be used in cases where the injury requires absolute immobilization or surgical procedure. When adjusting the strap, tighten it so that it is firm but comfortable.

Range of motion adjustment, as prescribed, should be done by a qualified person before application of the brace.

If any problems occur with the application of the orthosis, contact your healthcare professional.

Do not wear for extended periods without medical follow-up.

The orthosis must not be used in direct contact with a damaged skin.

If any problems occur with the use of the orthosis, e.g. pain or appearance of local signs, remove the orthosis and

contact your healthcare professional. The orthosis is a single patient use device. Do not use for multiple patients.

The user and/or patient must report any serious incident that has occurred in relation to the device to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

## **SET UP AND OPERATION**

The first application must be carried out by a qualified healthcare professional to understand the correct fitting and how to put the device on properly. Subsequently, the product should be put on the patient in the same way by the user or a family member or a friend.

During fitting, the applicator must, if necessary, adapt the hinges of the orthosis to your morphology.

Adjustment of the ROM is absolutely essential before placement. The brace is delivered blocked in 15° flexion.

### **1) For adjusting the ROM:**

To change the setting, unscrew the transparent cover with a small coin, and place the 4 pins in the orifices facing the prescribed angles.

## **FEATURES OF THE DEVICE**

Polycentric hinges.

Anterior Tibial Tuberosity (ATT) silicone insert.

Amplitude adjustment system.

FLEXION	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°
EXTENSION	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°

The orthosis can be worn over trousers.

**2) For the setting of the orthosis:**

1. Open the upper and lower parts of the brace.
2. Pull the brace on, with the label positioned above, so the hinge is at knee level and the silicone pad is below the patella on the anterior tibial tubercle when the lower straps are closed. The two side cushions are detachable and can be removed in the case of discomfort.
3. Finish adjustment by positioning the sidebars to obtain firm but comfortable support. The hinges must be parallel and centered on the middle of the knee.

### CARE INSTRUCTION, MAINTENANCE AND DISPOSAL

Store the brace away from sources of excessive heat.

Remove the lateral hinges then hand wash in warm soapy water (maximum 40 ° C), rinse thoroughly. Wring out gently; do not bleach; dry flat, away from sources of excessive heat (ex: radiator), do not tumble dry; do not iron; do not dry clean.

The device and packaging must be disposed of in accordance with respective local or national environmental regulations.



### MEASUREMENT AND SIZE CHART

The brace is in a single size. The product is adjustable in width.

Height (cm)	50
Size	1

**Per qualsiasi dubbio sull'applicazione e sull'utilizzo di questo dispositivo medicale, chiedere consiglio al proprio medico curante e/o all'ortopedico/tecnico ortopedico, farmacista o consulente ortopedico.**

## INDICAZIONI

Immobilizzazione post-operatoria / post-lesione al ginocchio e/o controllo dell'ampiezza di movimento.

## FUNZIONE DEL DISPOSITIVO

Il dispositivo offre una limitazione di movimento dell'articolazione del ginocchio.

Consente la regolazione dell'ampiezza di movimento nel piano sagittale.

## CONTROINDICAZIONI

Nessuna nota.

## AVVERTENZE • PRECAUZIONI D'USO

L'ortesi non deve essere utilizzata nel caso in cui la lesione richieda un'immobilizzazione assoluta o un intervento chirurgico.

Al momento della regolazione della cinghia, fissare in modo da ottenere una chiusura stabile ma confortevole. La regolazione dell'ampiezza del movimento deve assolutamente essere effettuata dal professionista sanitario prima dell'applicazione dell'ortesi.

Non indossare per periodi prolungati senza prescrizione medica.

L'ortesi non deve essere posizionata a diretto contatto con eventuale cute lesionata.

Questa ortesi è un dispositivo da utilizzare su un unico paziente. Non riutilizzare su più pazienti.

Per eventuali problemi durante l'utilizzo di questa ortesi, per esempio in caso di dolore o di comparsa di segni localizzati, rimuovere il dispositivo e contattare il proprio professionista sanitario di fiducia.

In caso eventuali incidenti gravi correlati al dispositivo, il professionista sanitario e/o il paziente deve segnalarlo al produttore e all'autorità competente nel paese interessato.

## COME SI INDOSSA

Si invita il paziente a provare l'ortesi per garantire di averne compreso la corretta applicazione e adattarla correttamente alla propria morfologia. La prima applicazione sarà effettuata da un professionista sanitario e successivamente dall'utente o suo assistente seguendo la stessa procedura.

Durante la prova, l'applicatore dovrà adattare, se necessario, le articolazioni dell'ortesi alla morfologia della persona. La regolazione dell'ampiezza del movimento deve assolutamente essere effettuata dal professionista sanitario prima dell'applicazione dell'ortesi. L'ortesi viene fornita bloccata a 15° di flessione.

**1) Per la regolazione delle articolazioni:**  
Svitare il tappo trasparente con una moneta (1, 2 o 5 centesimi) e posizionare i 4 perni negli orifizi situati rispetto agli angoli secondo l'indicazione della prescrizione.

L'ortesi può essere applicata sopra i pantaloni.

## CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO

Articolazioni policentriche.

Elemento in silicone a incastro della Tuberosità Tibiale Anteriore (TTA).

Sistema di regolazione dell'ampiezza.

FLESSIONE	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°
ESTENSIONE	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°

**2) Per indossare l'ortesi:**

1. Aprire le parti alta e bassa dell'ortesi.
2. Indossare l'ortesi, l'etichetta posizionata in alto affinché l'articolazione si trovi all'altezza del ginocchio e l'elemento in silicone sopra la rotula sul piatto tibiale fermando le cinghie basse. I due cuscini laterali sono amovibili e possono essere rimossi in caso di fastidio.
3. Finalizzare la regolazione aggiustando le articolazioni in modo da ottenere una chiusura stabile ma confortevole. Le articolazioni devono essere parallele e centrate al centro del ginocchio.

**MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO**

Tenere l'ortesi lontana da fonti di calore intenso.

Rimuovere le articolazioni laterali quindi lavare a mano i supporti in acqua tiepida con sapone (massimo 40°C); Risciacquare abbondantemente; Centrifugare delicatamente; Non candeggiare; Asciugare in piano, lontano da fonti di calore eccessivo (per es. radiatore), non in asciugatrice; Non stirare; Non lavare a secco. Smaltire dispositivo e confezione in conformità con la normativa locale o nazionale in materia ambientale.

**PRESA DELLE MISURE E TABELLA DELLE TAGLIE**

L'ortesi è in taglia unica. È regolabile in larghezza.

<b>Altezza (cm)</b>	<b>50</b>
<b>Taglia</b>	<b>1</b>

**Wenn Sie die geringsten Zweifel im Hinblick auf das Anlegen und die Anwendung dieses Medizinprodukts haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt und/oder Orthopäden/Orthopädietechniker, Apotheker oder Orthopädieberater.**

## INDIKATIONEN

Knieimmobilisierung nach der Operation/einer Verletzung und/oder Kontrolle des Bewegungsumfangs.

## LEISTUNGSMERKMALE

Die Orthese sorgt für eine Bewegungseinschränkung des Kniegelenks.

Die Orthese ermöglicht die Einstellung des Bewegungsumfangs auf Sagittalebene.

## KONTRAINDIKATIONEN

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

## WARNHINWEIS – VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Die Orthese darf in den Fällen nicht verwendet werden, in denen die Verletzung eine absolute Immobilisierung oder einen chirurgischen Eingriff erfordert.

Den Klettgurt beim Einstellen festziehen, sodass er fest aber bequem schließt.

Die Einstellung des Bewegungsumfangs muss vor dem Anlegen der Orthese unbedingt von einem Arzt durchgeführt werden.

Sie darf nicht über längere Zeit ohne medizinische Betreuung getragen werden.

Die Orthese darf nicht in direkten

Kontakt mit verletzter Haut kommen. Diese Orthese ist für die Anwendung an einem einzigen Patienten bestimmt. Sie darf nicht für mehrere Patienten verwendet werden.

Wenn das geringste Problem während der Anwendung dieser Orthese auftritt, wie zum Beispiel Schmerzen oder lokale Symptome, nehmen Sie die Orthese ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt. Bei geringsten Anzeichen eines ernsthaften Zwischenfalls im Zusammenhang mit dem Gerät muss das medizinische Fachpersonal und/oder der Patient dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde des betreffenden Landes melden.

## ANPASSUNG UND GEBRAUCH

Es ist eine Anprobe erforderlich, um den korrekten Sitz zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Anlegetechnik beherrscht wird. Das erste Anlegen muss von einer medizinischen Fachkraft und anschließend vom Benutzer oder einer Person aus seinem Umfeld gemäß dem gleichen Protokoll durchgeführt werden.

Bei der Anprobe muss der Arzt ggf. die Artikulation der Orthese an den Körperbau des Patienten anpassen. Die Einstellung des Bewegungsumfangs muss vor dem Anlegen der Orthese unbedingt von einem Arzt durchgeführt werden. Die Orthese wird in einer blockierten Flexionsposition von 15° geliefert.

## PRODUKTMERKMALE DES HILFSMITTELS

Polyzentrische Gelenke.

Silikoneinlage zur Einbettung der anterioren Tuberossitas tibiae (TTA). System zur Einstellung des Bewegungsumfangs.

FLEXION	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°
EXTENSION	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°

**1)** Für die Einstellung der Gelenke:  
Die durchsichtige Kappe mit einer Münze abschrauben (1, 2 oder 5 Cent) und die 4 Stifte in den Öffnungen, die sich gegenüber den Winkeln befinden, gemäß den Anweisungen des verordnenden Arztes positionieren.  
Die Orthese kann auf einer Hose angelegt werden.

**2)** Für das Anbringen der Orthese:  
1. Die oberen und unteren Teile der Orthese öffnen.  
2. Die Orthese überziehen, dabei sollte sich das Etikett oben befinden, sodass das Gelenk sich auf der Höhe des Kniegelenks und das Silikonpolster sich unterhalb der Kniescheibe auf der Tibiakante befindet, wenn die unteren Gurte geschlossen werden. Die zwei seitlichen Kissen sind abnehmbar und können entfernt werden, wenn sie unangenehm sind.  
3. Die Einstellung abschließen, indem die Gelenke so angepasst werden, dass ein fester, aber bequemer Halt erzielt wird. Die Gelenke müssen parallel positioniert und in der Mitte des Kniegelenks zentriert sein.

## PFLEGEHINWEISE, PFLEGE UND ENTSORGUNG

Die Orthese nicht in der Nähe von Wärmequellen aufbewahren.  
Die seitlichen Gelenke entfernen. Dann die Unterteile von Hand in lauwarmem Seifenwasser waschen (maximal 40°C), gründlich ausspülen und vorsichtig auswringen, nicht bleichen, liegend trocknen, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen.  
Die Orthese und deren Verpackung gemäß den örtlichen oder nationalen Bestimmungen im Hinblick auf Umweltschutz entsorgen.



## MASSNAHME UND GRÖSSENTABELLE

Die Orthese hat eine Einheitsgröße. Sie ist in der Breite verstellbar.

Höhe (cm)	50
Größe	1

# GIBAUD



GIBAUD S.A.S.U  
73, rue de la tour • B.P. 78  
42002 Saint-Étienne Cedex 1  
France

[www.gibaud.com](http://www.gibaud.com)

