


PRISE DE MESURE ET TABLEAU DES TAILLES

La ceinture est disponible en trois hauteurs :

- 20 cm (4290/4291),
- 25 cm (4292/4293/4294/4295/4296),
- 30 cm (4297).

Taille de la ceinture à choisir en fonction de la circonférence de la taille, mesurée 2 cm au-dessus des crêtes iliaques (en cm).

		Circonférence de la taille (cm)				
Hauteur (cm)		S	M	L	XL	XXL
20		61-75	75-90	90-105	105-120	
25		61-75	75-90	90-105	105-120	
30			75-90	90-105	105-120	120-135