


PRISE DE MESURE ET TABLEAU DES TAILLES

Taille de l'orthèse à choisir en fonction de la circonférence du poignet, en dessous des styloïdes (en cm).



The diagram shows a line drawing of a right hand from a dorsal perspective. Two horizontal lines represent the radius and ulna bones. Two curved arrows indicate the measurement of the wrist circumference, taken below the styloid process of the radius.

	1G - Gauche / 1D - Droit	2G - Gauche / 2D - Droit	3G - Gauche / 3D - Droit
	13,5-15,5	15,5-18	18-21